Мы делаем мир безопаснее

ZARNITZA

ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ПО ПРИКАЗУ 838
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ПАСПОРТ



Тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация)

Слава-1

Постановление Правительства РФ № 1700

Артикул: М4040

Благодарим Вас за выбор продукта нашего производства!

Команда ПО «Зарница» искренне надеется, что его использование принесет Вам не только удовольствие, но и максимальную эффективность в работе.

Ваше мнение очень важно для нас! Будем рады услышать пожелания и предложения. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы на нашем сайте: zarnitza.ru в разделе «Оставить отзыв». Комментарии помогут нам стать лучше и развивать продукт в нужном Вам направлении.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 3
2 НАЗНАЧЕНИЕ 3
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 5
5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 6
6 ТРАНСПОРТИРОВКА, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 7
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 9
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 10
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И ПРИЕМКЕ 10

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:

Тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация) «Слава-1». Постановление Правительства РФ № 1700.

Артикул: М4040.

Изготовитель: ООО «ПО «ЗАРНИЦА».

Документ на изготовление:

ГОСТ 2.601-2019.

ТУ № 9660-002-76309697-2014.

Требования к пожарной / экологической / иной безопасности: Соответствуют ГОСТ 12.1.004-91.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Изготовлено согласно Постановлению Правительства РФ № 1700, соответствует современным условиям обучения.

Тренажер-манекен представляет собой учебно-методическое оборудование, имитирующее полноростового взрослого пострадавшего, предназначенное для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации.

Тренажер-манекен имеет подвижное соединение тела с головой, имитирующее шейный отдел позвоночника. В конструкции полноростового манекена предусмотрены детали и узлы в виде анатомических ориентиров (грудная клетка, мечевидный отросток грудины, ключица, соски, реберные дуги, адамово яблоко) для корректного проведения реанимационных мероприятий.

Тренажер-манекен позволяет обучающимся приобретать знания по оказанию первой помощи и отрабатывать навыки, необходимые для проведения следующего комплекса реанимационных мероприятий:

- диагностика состояния пострадавшего (определение состояния зрачков задается инструктором);
- подготовка пациента к спасательным мероприятиям;
- подготовка пострадавшего к проведению реанимационных мероприятий;
- выполнение надавливаний (компрессий) на грудную клетку (непрямого массажа сердца);
- выполнение искусственного дыхания способом «рот в рот»;
- транспортировка пострадавшего;
- первая медицинская помощь при переломах, включая наложение

фиксирующих повязок и шин;

- наложение давящих повязок, жгутов при кровотечениях;
- изменение ригидности грудной клетки (детская – взрослая) с помощью замены пружин.

В целях гигиены при выполнении манипуляций на тренажере предусмотрена смена имитации легких и имитации кожи грудной клетки.

Предусмотрено два режима работы с тренажером-манекеном, взрослый и детский, которые позволяют отрабатывать навыки реанимационных мероприятий у взрослых и детей соответственно.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм:

Манекен 1750 х 460 х 260.

Вес тренажера, кг: 9.

Примененные материалы:

Поливинилхлорид 3 мм, АБС поливинилхлорид.

Примечания:

1) Изготовитель допускает наличие предельных отклонений габаритных размеров изделия - ±20 мм.

2) В процессе модернизации производителем, а также в зависимости от партии общий вид, применяемые материалы и элементы конструкции изделий могут изменяться.

3) Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные особенности, а также в набор комплектующих изделия, не отраженных в эксплуатационной документации и не влияющих на уровень технических, эксплуатационных характеристик и параметров безопасности поставляемого оборудования.

4) Грудная накладка, сменная имитация легких, одежда – являются сменными элементами. При износе обратиться к изготовителю.

5) Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции легких, пенополиэтиленовый коврик, маска медицинская нестерильная одноразовая, перчатки медицинские нестерильные, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», бинт марлевый медицинский, салфетки медицинские стерильные, лейкопластырь фиксирующий рулонный, покрывало спасательное изотермическое – являются расходным материалом. При износе обратиться к изготовителю.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тренажер-манекен – 1 шт.
Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции легких - 1 комплект.
Сменная имитация легких – 1 шт.
Сменная пружина – 1 шт.
Военная форма – 1 шт.
Маска медицинская нестерильная одноразовая – 2 шт.
Перчатки медицинские нестерильные – 2 шт.
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» – 2 шт.
Бинт марлевый медицинский – 6 шт.
Лейкопластырь фиксирующий рулонный – 1 шт.
Покрывало спасательное изотермическое – 1 шт.
Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани – 1 шт.
Жгут кровоостанавливающий эластичный – 1 шт.
Салфетки марлевые медицинские стерильные, упаковка
Комплект шин складных средний – 2 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет – 1 шт.
Индивидуальный противохимический пакет – 1 шт.
Косынка медицинская (перевязочная) – 1 шт.
Носилки санитарные плащевые – 1 шт.
Пенополиэтиленовый коврик – 1 шт.
Транспортировочная сумка – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Методические рекомендации – 1 шт.

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- Допускать к установке изделия только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий опыт работы.
- Не устанавливайте оборудование в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.
- При выполнении манипуляций рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, санитарные салфетки.
- Использовать только предназначенный для конкретного тренажера инструментарий.
- Не проводить какие-либо действия и мероприятия, не связанные с прямым предназначением изделия, заданием и не предусмотренные методиками проведения обучения. Все мероприятия, связанные с эксплуатацией тренажера, должны выполняться без резких движений. Обучающиеся во время манипуляций не должны допускать спешки. В процессе эксплуатации оборудования и инструментов должна быть исключена возможность их падения (опрокидывания).
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправное оборудование.
- Во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворы, содержащие спирт и ацетон, для удаления пыли и других загрязнений.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать изделие и его органы управления воздействию высоких температур и агрессивных сред, а также экстремальным механическим воздействиям и чрезмерному усилию (ударам, изгибам и т. д.) Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования.

В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования попытайтесь осторожно их извлечь, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу. Эксплуатация учебного медицинского оборудования должна осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией. Вмешательство в конструкцию, а также использование дополнений, не рекомендованных производителем или его авторизованным производителем, может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Транспортирование учебного медицинского оборудования осуществляется всеми видами транспорта с соблюдением условий, обеспечивающих его сохранность в процессе транспортирования:

- оборудование должно транспортироваться в заводской упаковке, с соблюдением указаний манипуляционных знаков, избегая тряски и ударов;
- при транспортировке изделие необходимо надежно зафиксировать;
- не допускается механическое или термическое повреждение оборудования;
- не допускается попадание влаги на изделия;
- для транспортировки изделия следует использовать автотранспорт с закрытым грузовым отделением; грузовое отделение должно исключать попадание внутрь влаги, атмосферных осадков, частиц грязи и не иметь острых или твердых выступающих элементов, которые могут повредить упаковку изделия;
- в процессе перевозки или хранения не складывать на изделие тяжелые предметы;
- хранить и перевозить оборудование вдали от нагревательных приборов и открытого огня;
- нельзя ронять изделие;
- хранить оборудование в сухих проветриваемых помещениях;
- упакованное изделие при хранении должно быть защищено от механических повреждений, загрязнений, атмосферных осадков, воздействия агрессивных сред;
- не допускается резкая смена условий хранения – воздействие высоких и низких температур, а также влажности воздуха;
- не допускается хранение упакованного изделия на влажных, холодных, горячих поверхностях и вблизи от них.

Учебное медицинское оборудование, имеющее в своем составе изделия, узлы и детали, изготовленные из жесткого или эластичного полиуретана, силикона, а также латекса, должно храниться в сухих проветриваемых крытых помещениях при оптимальной температуре в пределах 25 °С, влажности не менее 65 %, в условиях, исключающих попадание на изделие грязи, пыли, прямых солнечных лучей, интенсивного искусственного освещения, имеющего высокую ультрафиолетовую активность, вдали от нагревательных приборов и

источников ионизирующего излучения. В помещениях для хранения не допускается размещение оборудования, генерирующего озон (ртутных ламп или высоковольтного электрооборудования, являющегося источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов). Учебное медицинское оборудование должно быть защищено от контакта с агрессивными жидкостями (включая дезинфицирующие и чистящие составы), растворителями, смазками, лакокрасочными покрытиями и парами этих веществ. Учебное медицинское оборудование должно храниться в положении, исключающем деформацию полиуретановых (силиконовых, латексных) изделий, узлов или деталей, входящих в его состав (комплектацию), а также соприкосновение деталей, окрашенных в разные цвета. Для обеспечения сохранности оборудование можно оборачивать прозрачной или непрозрачной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,075 мм (75 мкм), не содержащей в составе пластифицирующих добавок, выпотевающих на поверхность пленки, не допускается использование ПВХ-пленок. В случае использования прозрачной или полупрозрачной пленки требуется дополнительное оборачивание светонепроницаемым материалом поверх пленки. Для предотвращения залипания пленок допускается обработка поверхности изделий минимальным количеством талька.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную бесперебойную работу оборудования при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в паспорте.

2. Гарантийное обслуживание производится бесплатно в течение 12 месяцев с даты продажи.

3. Гарантийное и послегарантийное обслуживание изделия осуществляет предприятие-изготовитель по предъявлению паспорта на изделие, заполненного гарантийного талона, копии накладной и акта-рекламации.

4. В течение гарантийного срока сохранять настоящий паспорт изделия, эксплуатационную и иную сопроводительную документацию к изделию.

5. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствуют гарантийный талон и копия накладной;
- истек срок гарантии;
- наличие механических и электрических (термических) повреждений, возникших в результате нарушения правил эксплуатации или транспортировки изделия, следов вскрытия оборудования и самостоятельного ремонта;
- нарушение пользователем технических требований и условий эксплуатации;
- наличие следов нарушения пломбировки;
- форс-мажорные обстоятельства.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на сменные элементы изделия.

7. Ремонт изделия после истечения срока гарантии производится предприятием-изготовителем за счет покупателя.

Сервисная служба:

8-800-775-37-75 (бесплатные звонки по РФ)

Электронная почта: servis@zrnc.ru

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в порядке, установленном законами РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и прочими, принятыми во исполнение указанных законов.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует ТУ № 9660-002-76309697-2014 и признано годным к эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 3 года с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный талон №_____/ М4040

Тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация) «Слава-1»

Зав. №_____

Дата изготовления «_____» _____ 20____г.

Заводские пломбы

_____

_____

_____ Подпись ответственного лица

(Ф.И.О., должность, М.П.)

Отметки гарантийного обслуживания

Сервисная служба: 8-800-775-37-75
(бесплатные звонки по РФ)
Электронная почта: servis@zrnc.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.01871

Срок действия с 14.02.2025 по 13.02.2028 № 0071788

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства обучения и воспитания, необходимые при оснащении кабинетов основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР), физики, химии, биологии и экологии, соответствующие критериям и требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.11.2024 №838. Серийный выпуск.

код ОК
902300

код ТН ВЭД
32.99.53.130
26.20.40.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 28139-89, ГОСТ Р 71345-2024, ГОСТ 12.1.004-91

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Зарница», Адрес: Россия, 420006, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8, стр. 2, офис 405, ИНН: 1655093079, ОГРН: 1051622043076, телефон: +7 (843) 512-19-19, электронная почта: zakaz@zrnc.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Зарница», Адрес: Россия, 420006, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8, стр. 2, офис 405, ИНН: 1655093079, ОГРН: 1051622043076, телефон: +7 (843) 512-19-19, электронная почта: zakaz@zrnc.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №2146-ПРО/25 от 13.02.2025, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа _____ (подпись) Е.А. Левин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Д.М. Леонов (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ««Производственное объединение «Зарница»»

Место нахождения: Российская Федерация, 420006, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8, стр. 2, оф. 405 основной государственный регистрационный номер: 1051622043076, номер телефона: +(843) 512-19-19., адрес электронной почты: zakaz@zrnc.ru

в лице Генерального директора Пименова Олега Михайловича

заявляет, что Оборудование учебное многоцелевое, марки «ЗАРНИЦА»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью ««Производственное объединение «Зарница»». Место нахождения: Российская Федерация, 420006, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8, стр. 2, оф. 405.

Продукция изготовлена согласно ТУ 9660-002-76309697-2014 «ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОЕ МНОГОЦЕЛЕВОЕ «ЗАРНИЦА»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9023 00 800 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № М-ПИ 1304-052024 от 15.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Квант-Сервис», аттестат аккредитации № РОСС RU.318881.04ТЕСО.ИЛ025

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", разделы 4, 6–9 ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.05.2029 включительно

М. П. Пименов Олег Михайлович

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.31385/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.05.2024

https://srd.fsa.gov.ru/srd/view/18904380/srd/declaration

ЗАМЕТКИ



МАНЕКЕНЫ-ТРЕНАЖЕРЫ СЛР

ПОЛНОЕ СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
И ПОДДЕРЖКА НА САЙТЕ: zarnitza.ru/slr/

- Описание продукции
- Документация, методические рекомендации
- Программное обеспечение
- Видеоинструкции
- Обратная связь

zakaz@zrnc.ru

8 (800) 775-37-97

ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ПО ПРИКАЗУ 838
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ZARNITZA

8 (800) 775-37-97
(звонок по России бесплатный)
8 (495) 987-47-55
zakaz@zrnc.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ