

## T1 МАКСИМ II МАНЕКЕН-ТОРС СЛР С ПУЛЬТОМ-КОНТРОЛЛЕРОМ

**Артикул:** 00247

**Габариты:**

Длина: 72 см

Высота: 25 см

Ширина: 35 см

Вес: 6.5 кг



**Описание:**

Тренажер T1 Максим II предоставляет идеальные условия для отработки процедур сердечно-легочной и мозговой реанимации.

С помощью этого тренажера для освоения навыков сердечно-легочной реанимации можно **контролировать пульс на сонной артерии и положение головы** пострадавшего, а также проверять правильность выполняемых действий с помощью **встроенных датчиков и электрического пульта управления** (объем воздушного потока и глубина смещения грудной клетки).

**Тренируемые навыки**

- непрямой массаж сердца
- искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) различными способами
- наложение повязок

Электрическое питание осуществляется от сети 220В 50Гц через блок питания.



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

[https://medset.ru/catalog/trenazhery\\_reanimatsii/modeli/maksim/18774/](https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/modeli/maksim/18774/)

Ссылка на страницу раздела:

[https://medset.ru/catalog/trenazhery\\_reanimatsii/](https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/)