

МАНЕКЕН-ТОРС СЛР Т01 В/Р МАКСИМ II ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА С КОНТРОЛЛЕРОМ

Артикул: K0007658



Габариты:

Длина: 72 см

Высота: 25 см

Ширина: 35 см

Вес: 6.5 кг

Описание:

Тренажер Т1 Максим II позволяет отрабатывать спасательные мероприятия **как на взрослом, так и на ребенке**: Вы можете переключить режим с помощью механизма, встроенного в манекен.

Освоение навыка сердечно-легочной реанимации способно спасти жизнь человека в критической ситуации, и данный фантом торса поможет Вам освоить легочную реанимацию быстро и эффективно!

Отрабатываемые навыки

- непрямой массаж сердца;
- ИВЛ (рот-рот, нос-нос)
- наложение повязок;
- осмотр полости рта.

Обратная связь будет даваться через специальный **контроллер, отражающий правильность таких выполняемых действий, как положение головы пострадавшего, объем вдвухаемого воздуха и сила нажатия на грудную клетку**. Также в манекене предусмотрено **появление пульса** при верном выполнении действий СЛР. Практика ведется в 5-ти режимах.

Режимы работы тренажера СЛР

- Учебный режим;



- Реанимации одним спасателем (2:15);
- Реанимации двумя спасателями (1:5);
- Режим реанимации (2:30);
- Режим реанимации (30:2).

Материал, из которого изготовлен тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, выполнен с максимальной реалистичностью и позволяет выполнять **ИВЛ по схеме «рот-рот», «рот-нос».**

Манекен **обладает подвижными шейным отделом и челюстью**, на нем имеются важные **анатомические ориентиры**, которые будут полезны в ходе реализации практики. **Зрачки манекена способны сужаться и расширяться** в зависимости от показателей жизнедеятельности.

Анатомические ориентиры

- верхняя и нижняя челюсть с зубами
- язык
- небо
- гортань
- верхняя часть трахеи
- нос с ноздрями и мягкими крыльями для прижатия к носовой перегородке в режиме «изо рта в рот»
- реберные дуги
- мечевидный отросток



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/modeli/maksim/18396/

Ссылка на страницу раздела:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/