

ПОЛНОРОСТОВОЙ ТРЕНАЖЕР СЛР ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА Т10 В/Р МАКСИМ I-01

Артикул: K0007662



Габариты:

Длина: 170 см
Высота: 25 см
Ширина: 55 см
Вес: 14 кг

Описание:

Механический манекен-тренажер Максим-01 без обратной связи. Такой манекен не подсказывает правильно выполнения действий СЛР, пользователям необходимо самостоятельно осуществлять контроль за выполнении действий.

Манекен позволяет работать в двух **режимах** — **«взрослый»** и **«ребенок»** (специально для этого в манекене предусмотрен переключатель) с реализацией различных практик, таких как: **ИВЛ** (искусственная вентиляция легких) рот-рот/рот-нос, **непрямой массаж сердца, наложение повязок, жгутов, шин и транспортировка** пациента.

Манекен для сердечно-легочной реанимации **обладает реалистичными кожными покровами**, позволяющими максимально погрузиться в практику!

Тренажер «Максим I-01 В/Р» не предназначен для отработки прекардиального удара. По рекомендациям института общей реаниматологии РАМН и по последним правилам Американской ассоциации сердца, Европейского Совета по реанимации и Канадского фонда сердца и инфаркта разрешается использование прекардиального удара только специалистам медикам.

Скрепить руки и ноги манекена с корпусом можно с помощью комплектующих, поставляемых вместе с тренажером.



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/modeli/maksim/18617/

Ссылка на страницу раздела:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/