

## ПОЛНОРОСТОВОЙ ТРЕНАЖЕР СЛР Т10 МАКСИМ I-01

**Артикул:** 00250

**Габариты:**

Длина: 170 см  
Высота: 25 см  
Ширина: 55 см  
Вес: 8.95 кг



**Описание:**

Купить манекен для отработки сердечно-легочной реанимации можно легко и быстро: данный **тренажер манекен для отработки СЛР Максим-01 является бюджетным и эффективным оборудованием** для практики как будущих врачей, так и кадров соответствующих профессий.

Тренажер Максим 1-01 позволяет отрабатывать различные медицинские навыки на одном манекене под визуальным контролем преподавателя (пульт-контроллер и прочие устройства не входят в комплект: практику придется отслеживать самостоятельно).

Отрабатываемые навыки

- непрямой массаж сердца
- искусственная вентиляция легких (ИВЛ) изо рта в рот и изо рта в нос
- наложение повязок, жгутов и шин
- транспортировку пострадавшего

Сменные маски позволят **продлить срок использования** манекена, а специальные салфетки идеально подойдут для практики ИВЛ, т.к. сделают ее **максимально безопасной и гигиеничной!**



Собрать манекен Максим можно, закрепив руки и ноги с помощью гаек М6 и гаечного ключа, заглушив шпильки прилагаемыми заглушками.

Отрабатывать навыки СЛР можно на имитации взрослого и ребенка с помощью расширенного тренажера-дубликата Т10 В/Р Максим I-01.



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

**Ссылка на страницу товара на сайте:**

[https://medset.ru/catalog/trenazhery\\_reanimatsii/vzroslye/18618/](https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/vzroslye/18618/)

**Ссылка на страницу раздела:**

[https://medset.ru/catalog/trenazhery\\_reanimatsii/](https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/)

---