

МАНЕКЕН-ТОРС СЛР Т В/Р МАКСИМ I ВЗРОСЛОГО/РЕБЕНКА

Артикул: K0007657

Габариты:

Длина: 72 см

Высота: 25 см

Ширина: 35 см

Вес: 5.9 кг



Описание:

Тренажер-торс Максим для освоения сердечно-легочной реанимации позволяет проводить обучение сразу для целой группы и **практиковаться как на взрослом, так и на манекене ребенка** (в торсе предусмотрен механический переключатель). Реализован целый ряд спасательно-реанимационных воздействий.

Функциональность тренажера:

- непрямой массаж сердца;
- искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами:
- «изо рта в рот» и «изо рта в нос»;
- наложение повязок;
- менять режим взрослый/ребёнок.

Тренажер-торс сердечно-легочной реанимации может использоваться в **5-ти различных режимах**, что сделает Вашу практику эффективной! **Реалистичные кожные покровы и наличие анатомических ориентиров** позволят с головой окунуться в процесс. Еще больше реализма фантому торса добавляют **«подвижные» зрачки**, соответствующие состояниям смерти или нормы.

5 режимов работы манекена:

- Учебный режим используется для отработки отдельных элементов реанимации;
- Реанимации одним спасателем (2:15);



- Реанимации двумя спасателями (1:5);
- Режим реанимации (2:30);
- Режим реанимации (30:2).



Внешний вид товара, включая цвет, вес, объем, размеры, в зависимости от партии, могут незначительно отличаться от представленного в описании.

Ссылка на страницу товара на сайте:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/modeli/maksim/18395/

Ссылка на страницу раздела:

https://medset.ru/catalog/trenazhery_reanimatsii/